



In uno spazio molto contenuto un nuovo riunito nel quale trovare tutte le comodità.

Un cassetto per 232 lenti prova, un ampio cassetto di servizio, una tavola traslante dal nuovo design, una notevole facilità di manutenzione, fanno del New Omega il riunito sul quale fare affidamento per il prossimo futuro.

*In a very little space a new unit where is possible to find all those comforts: a drawer for 232 trial lenses, a wide service drawer, a traversing table with a new design, a remarkable facility for the maintenance, make of the New Omega the unit on which trust in the next future.*

**P**annello di comando  
control panel



#### RIUNITO NEW OMEGA

Tensione di ingresso:	220V 50/60 Hz 110V 50/60 Hz
Potenza:	960 VA
Lampada alogena:	150 W
Altezza tavola:	870 mm
Peso:	180 Kg
Larghezza:	1565 mm
Profondità:	1580 mm
Altezza:	2000 mm

#### NEW OMEGA UNIT

Input tension:	220V 50/60 Hz 110V 50/60 Hz
Power:	960 VA
Halogen lamp:	150 W
Table height:	870 mm
Weight:	180 Kg
Width:	1565 mm
Depth:	1580 mm
Height:	2000 mm



**C**assetti di servizio  
service drawer

#### SOLUZIONI E CARATTERISTICHE / SOLUTIONS AND FEATURES



**Solo soluzione destra**  
Right solution only



**Poltrone disponibili:** tutti i modelli di poltrona eccetto 88FA  
Available chairs: all models of chairs except 88FA



**Opzionali disponibili:** Braccio autobilanciato orizzontale art. 63AB o 63CD  
Available options: Horizontal counterbalanced arm art. 63AB or 63CD  
Caricatore strumenti art. 65PCR  
Rechargeable wells art. 65PCR