



Il design originale e piacevole, fa di questo riunito uno dei più richiesti nella sua fascia di mercato.

Pur avendo ingombri ridotti, è dotato di una cassetta girevole porta lenti di prova, un cassetto di servizio per piccoli oggetti e la sede per gli strumenti oftalmoscopio e skiascopio dando la possibilità di avere tutto quanto occorre nella posizione più comoda.

The pleasant and original design, makes this unit one of the most sold in its section of market.

Despite having reduced dimensions, it is equipped with a rotating drawer for trial lenses, a service drawer for small items and the housing for the instruments ophthalmoscope and skiascopio, enabling to have everything is necessary in the most comfortable position.

Pannello di comando con cassetto lenti
control panel with trial lenses drawer



RIUNITO MILLENNIUM LENSES

Tensione di alimentazione	220V 50/60 Hz 110V 50/60 Hz
Potenza	1110 VA
Potenza lampada	14 W
Peso	180 kg
Altezza tavola	915 mm
Larghezza	1760 mm
Profondità	1300 mm
Altezza massima	2000 mm

MILLENNIUM LENSES UNIT

Input tension	220V 50/60 Hz 110V 50/60 Hz
Power	1110 VA
Lamp power	14 W
Weight	180 kg
Table height	915 mm
Width	1760 mm
Depth	1300 mm
Maximum height	2000 mm



Cassetto di servizio
service drawer

SOLUZIONI E CARATTERISTICHE / SOLUTIONS AND FEATURES



Solo soluzione destra
Right solution only



Poltrone disponibili: tutti i modelli di poltrona eccetto 88FA
Available chairs: all models of chairs except 88FA



Opzionali disponibili: Braccio autobilanciato orizzontale art. 63AB o 63CD
Available options: Horizontal counterbalanced arm art. 63AB or 63CD
Caricatore strumenti art. 65PCR
Rechargeable wells art. 65PCR