



Nella versione motorizzata, il riunito montato su base separata dalla poltrona, offre una superiore versatilità d'uso utile a coloro che necessitano di affiancare l'esiguità degli spazi a disposizione con il confort delle prestazioni.

*In the motorized version, the unit, mounted on a separated base from chair, offers an upper versatility of use, useful for those operators that need to joint the little available space with the comfort of the performance.*

**C**omandi tavola porta strumenti  
instrument table controls

**P**annello di comando  
control panel



	RIUNITO EASIER	RIUNITO EASIER-M
Tensione di ingresso:	220V 50/60 Hz 110V 50/60 Hz	220V 50/60 Hz 110V 50/60 Hz
Potenza:	990 VA	990 VA
Potenza lampada:	15 W	15 W
Altezza tavola:	900 mm	860 - 960 mm
Peso:	180 kg	180 kg
Larghezza:	1475 mm	1260 mm
Profondità:	1580 mm	1690 mm
Altezza:	2100 mm	2100 mm

*Input tension:*  
*Power:*  
*Lamp power:*  
*Table height:*  
*Weight:*  
*Width:*  
*Depth:*  
*Height:*

EASIER UNIT
220V 50/60 Hz 110V 50/60 Hz
990 VA
15 W
860 - 960 mm
180 kg
1475 mm
1580 mm
2100 mm

EASIER-M UNIT
220V 50/60 Hz 110V 50/60 Hz
990 VA
15 W
900 mm
180 kg
1475 mm
1580 mm
2100 mm

SOLUZIONI E CARATTERISTICHE / SOLUTIONS AND FEATURES



**Soluzione destra e sinistra**  
Right and left solution



**Con sollevamento elettrico della tavola strumenti**  
With motorized elevation instruments table



**Poltrone disponibili:**  
Available chairs: tutti i modelli di poltrona  
all models of chairs



**Opzionali disponibili:**  
Available options: Braccio autobilanciato orizzontale  
art. 63AB o 63CD  
Horizontal counterbalanced arm  
art. 63AB or 63CD  
Caricatore strumenti art. 65PCR  
Rechargeable wells art. 65PCR  
Trasformatore strumenti art. 65AB4  
Instruments transformer art. 65AB4

