



Il riunito Exclusive 65SA è dotato di una tavola a traslazione regolabile in altezza per 15cm di corsa e viene portato manualmente dall'operatore in posizione di lavoro.

Il movimento viene bloccato tramite magnete ed è sbloccato da un pulsante del pannello di comando della tavola. Sulla colonna è possibile applicare il braccio autobilanciato orizzontale oppure il braccio autobilanciato verticale sia manuale che motorizzato.



The unit Exclusive 65SA is equipped with a traversing table table top with 15cm of electrically adjustable height and it is carried manually from the operator in the work position. The movement is locked with a magnet and unlocked with a switch on the table control panel. On the column is possible to apply the horizontal counterbalanced arm or the vertical counterbalanced arm both manual than motorized.

**P**annello di comando  
Control panel



**A**lloggiamento oftalmoscopio  
e skiascopio  
Ophthalmoscope and  
skiascope housing



#### RIUNITO EXCLUSIVE

Tensione di alimentazione	220V 50/60 Hz 110V 50/60 Hz
Potenza	1060 VA
Lampada alogena	120 W
Peso del solo riunito	150 kg
Altezza tavola	min.780-max930 mm
Contrappesi	35 kg
Larghezza	1610 mm
Profondità	1580 mm
Altezza massima	1880 mm

#### EXCLUSIVE UNIT

Input tension	220V 50/60 Hz 110V 50/60 Hz
Power	1060 VA
Halogen lamp	120 W
Weight only unit	150 kg
Table height	min.780-max930 mm
Counterweight	35 kg
Width	1610 mm
Depth	1580 mm
Maximum height	1880 mm

#### SOLUZIONI E CARATTERISTICHE / SOLUTIONS AND FEATURES



**Soluzione destra e sinistra**  
Right and left solution



**Con sollevamento elettrico della tavola strumenti**  
With motorized elevation instruments table



**Poltrone disponibili:** tutti i modelli di poltrona  
Available chairs: all models of chairs



**Opzionali disponibili:** Braccio autobilanciato orizzontale art. 63AB o 63CD  
Available optionals: Horizontal counterbalanced arm art. 63AB or 63CD  
Braccio verticale 63CC o 63DA  
Vertical arm 63CC or 63DA  
Caricatore strumenti art. 65PCR  
Rechargeable wells art. 65PCR



**C**assetto lenti di prova  
Trial lenses drawer