



NEWLINE 88ROD

Poltrona con basamento in acciaio rivestito con copertura in ABS con all'interno un sistema di sollevamento oleodinamico. I braccioli e lo schienale sono ribaltabili in modo indipendente. La poltrona è dotata di una slitta orizzontale sotto il sedile che viene azionata manualmente.

Ophthalmic chair with steel base covered with ABS coverings with inside a hydraulic lifting system. The armrests and backrest can be rotated independently. The chair is equipped with a horizontal slide under the seat which is actuated manually.



DATI TECNICI / TECHNICAL DATA

Altezza / Height	1420 mm
Larghezza / Width	620 mm
Profondità / Depth	1000 mm
Rotazione / Rotation	360°

APPOGGIATESTA / HEAD REST

Tipo / Type	Fisso / Fixed
-------------	---------------

SEDUTA / SEAT

Sollevamento / Up range	180 mm
Altezza min. / Min. height	580 mm
Larghezza / Width	460 mm
Profondità / Depth	460 mm

SCHIENALE / BACK REST

Inclinazione / Backward	60°
Altezza / Height	870 mm
Larghezza / Width	460 mm

APPOGGIAPIEDI / FOOT REST

Tipo / Type	Fisso / Fixed
-------------	---------------

SPECIFICHE ELETTRICHE / ELECTRICAL SPECIFICATIONS

Tensione / Tension	220/240V 50/60Hz - 110/130V 50/60Hz
Potenza / Power	660 VA

PESO / WEIGHT

Peso con imballo / Shipping weight	80 kg
------------------------------------	-------

COLORI / COLOURS

31 SKINFLEX - GREY

29 SKINFLEX - BLUE

28 SKINFLEX - GREEN

AT 62/51 - COLORADO BEIGE

06 SKINFLEX - YELLOW

08 SKINFLEX - RED

I colori sono indicativi.
The colours are indicative.