



CONCEPT 88KA

Poltrona con sollevamento oleodinamico con schienale fisso e braccioli ribaltabili. La pompa elettroidraulica è comandata da una pedaliera.

Chair with hydraulic raising system with fixed backrest and tilting armrests. It's electrically driven with push button controls by foot switch.



DATI TECNICI / TECHNICAL DATA

Altezza / Height	1340 mm
Larghezza / Width	560 mm
Profondità / Depth	800 mm
Rotazione / Rotation	45° sinistra 45° destra - 45° left 45° right

APPOGGIATESTA / HEAD REST

Tipo / Type	Fisso / Fixed
-------------------	---------------

SEDUTA / SEAT

Sollevamento / Up range	180 mm
Altezza min. / Min. height	540 mm
Larghezza / Width	450 mm
Profondità / Depth	440 mm

SCHIENALE FISSO / FIXED BACK REST

Altezza / Height	680 mm
Larghezza / Width	470 mm

APPOGGIAPIEDI E BRACCIOLI / FOOT REST AND ARM-REST

Ribaltamento / Back rotation	90°
------------------------------------	-----

SPECIFICHE ELETTRICHE / ELECTRICAL SPECIFICATIONS

Tensione / Tension	220/240V 50/60Hz - 110/130V 50/60Hz
Potenza / Power	660 VA

PESO / WEIGHT

Peso con imballo / Shipping weight	80 kg
------------------------------------------	-------

COLORI / COLOURS

SPORTY BLACK

BLUE

GREEN

RED

I colori sono indicativi.
The colours are indicative.