





VISUS 2 65WA

Il riunito Visus 2 è costruito con i migliori materiali ed è dotato di due cassette rotanti: uno per le lenti di prova e l'altro come ampio cassetto di servizio. È studiato per la massima funzionalità di ogni operazione necessaria rendendo la visita oculistica confortevole e di facile esecuzione.

The Visus 2 unit is manufactured with the best materials and it is equipped with two rotating drawers: one for the trial lenses and the other one as a wide service drawer. It is designed for maximum functionality of each operation required, making the sight visit comfortable and easy.



Le dimensioni sono indicative.
The dimensions are indicative.



SOLUZIONI E CARATTERISTICHE / SOLUTIONS AND FEATURES



Solo soluzione destra
Right solution only



Poltrone disponibili: tutti i modelli di poltrona eccetto 88FA
Available chairs: all models of chairs except 88FA



Opzionali disponibili: Braccio autobilanciato orizzontale art. 63AB o 63CD
Caricatore strumenti art. 65PCR
Available optionals: Horizontal counterbalanced arm art. 63AB or 63CD
Rechargeable wells art. 65PCR

DATI TECNICI / TECHNICAL DATA

RIUNITO VISUS 2 / VISUS 2 UNIT

Tensione alimentazione / Input tension 220V 50-60 Hz. - 110V 50/60 Hz.
Potenza / Power 960 VA

Lampada alogena / Halogen lamp 150 W

Altezza tavola / Table height 930 mm
Peso / Weight 200 kg
Larghezza / Width 1820 mm
Profondità / Depth 1810 mm
Altezza / Height 2000 mm



1.
Pannello di comando
Control panel

2.
Pannello di comando tavola
Table control panel