

# 88AD

## OPTOMETRIST DE LUXE CHAIR

Poltrona con basamento in acciaio rivestito con copertura in ABS e braccioli ribaltabili. Lo schienale è reclinabile. L'appoggiatesta può essere regolato e l'appoggiagambe può essere ruotato al livello del sedile trasformando la poltrona in lettino operatorio

Chair with steel base, covered with ABS and swing up type arm-rest. The backrest is reclining. The head rest is adjustable and the legrest can be rotated at the level of the seat transforming the chair as a procedures table



OPHTHALMIC CHAIRS

### TECHNICAL DATA

#### COLORI STANDARD POLTRONE

#### STANDARD COLORS FOR CHAIRS

#### EFFETTO PELLE SKIN EFFECT

Colori disponibili nella nostra cartella colori  
Available colors in our color-chart



Altezza / Height	1305 mm
Larghezza / Width	605 mm
Profondità / Depth	820 mm
Rotazione / Rotation	45°right / 45°left

#### APPOGGIATESTA HEAD REST

Spostamento orizzontale / Horizontal range	135 mm
Spostamento verticale / Vertical range	160 mm

#### SEDILE SEAT

Sollevarmento / Vertical range	180 mm
Altezza minima / Minimum height	500 mm
Larghezza / Width	460 mm
Profondità / Depth	440 mm

#### SCHIENALE BACK REST

Inclinazione / Backward	67°
Altezza / Height	680 mm
Larghezza / Width	450 mm

#### APPOGGIPIEDI E BRACCIOLI FOOT-RESTS AND ARM-RESTS

Ribaltamento / Back rotation	90°
------------------------------	-----

#### PESO WEIGHT

Peso con imballo / Shipping weight	80 kg
------------------------------------	-------



CERTIFICATE no. 1213/4



TECHNICAL DEPARTMENT  
Via Bonicalza 138 - 21012  
Cassano Magnago (VA) Italy  
Tel. +39 0331 201009  
Fax +39 0331 281285  
http: www.frastema.com  
e-mail: info@frastema.com



**FRASTEMA**  
ophthalmic equipments