



MEDICAL 88BE

Poltrona rotante con basamento in acciaio rivestito con copertura in ABS e braccioli ribaltabili. Lo schienale è ribaltabile manualmente. L'appoggiatesta può essere regolato e l'appoggiagambe può essere ruotato al livello del sedile.

Rotating chair with steel base, black ABS shield and swing up type arm-rest. The back rest is manually tilting. The head-rest can be adjusted and the leg-rest can be rotated at the level of the seat.



DATI TECNICI / TECHNICAL DATA

Altezza / Height	1305 mm
Larghezza / Width	605 mm
Profondità / Depth	820 mm
Rotazione / Rotation	45° sinistra 45° destra - 45° left 45° right

APPOGGIATESTA / HEAD REST

Spostamento orizzontale / Horizontal range	135 mm
Spostamento verticale / Vertical range	160 mm

SEDUTA / SEAT

Sollevamento / Up range	180 mm
Altezza min. / Min. height	500 mm
Larghezza / Width	460 mm
Profondità / Depth	440 mm

SCHIENALE / BACK REST

Inclinazione / Backward	80°
Altezza / Height	680 mm
Larghezza / Width	450 mm

BRACCIOLI / ARM-REST

Ribaltamento / Back rotation	90°
------------------------------------	-----

SPECIFICHE ELETTRICHE / ELECTRICAL SPECIFICATIONS

Tensione / Tension	220/240V 50/60Hz - 110/130V 50/60Hz
Potenza / Power	660 VA

PESO / WEIGHT

Peso con imballo / Shipping weight	80 kg
--	-------

COLORI / COLOURS

02 SKINFLEX - SPORTY BLACK

31 SKINFLEX - GREY

AT 62/64 - COLORADO OCEANO

29 SKINFLEX - BLUE

28 SKINFLEX - GREEN

AT 62/63 - COLORADO GREEN

AT 62/57 - COLORADO BROWN

09 SKINFLEX - BROWN

AT 62/51 - COLORADO BEIGE

06 SKINFLEX - YELLOW

08 SKINFLEX - RED

2801 SKINFLEX - ICE

I colori sono indicativi.
The colours are indicative.