



# GEMINI 88HE

Poltrona con sollevamento oleodinamico con schienale e braccioli fissi. La pompa elettroidraulica è comandata da una pedaliera. L'appoggiapiedi è offerto come optional.

*Chair with hydraulic raising system with fixed backrest and armrests. It's electrically driven with push button controls by foot switch. The footrest is an optional.*



## COLORI / COLOURS

02 SKINFLEX - SPORTY BLACK

31 SKINFLEX - GREY

AT 62/64 - COLORADO OCEANO

29 SKINFLEX - BLUE

28 SKINFLEX - GREEN

AT 62/63 - COLORADO GREEN

AT 62/57 - COLORADO BROWN

09 SKINFLEX - BROWN

AT 62/51 - COLORADO BEIGE

06 SKINFLEX - YELLOW

08 SKINFLEX - RED

2801 SKINFLEX - ICE

I colori sono indicativi.  
The colours are indicative.

## DATI TECNICI / TECHNICAL DATA

Altezza / Height	1250 mm
Larghezza / Width	575 mm
Profondità / Depth	715 mm
Rotazione / Rotation	45° sinistra 45° destra - 45° left 45° right

### SEDUTA / SEAT

Sollevamento / Up range	180 mm
Altezza min. / Min. height	528 mm
Larghezza / Width	475 mm
Profondità / Depth	430 mm

### SCHIENALE FISSO / FIXED BACK REST

Altezza / Height	720 mm
Larghezza / Width	475 mm

### APPOGGIAPIEDI / FOOT REST

Ribaltamento / Back rotation	90° (a richiesta) - 90° (on request)
------------------------------	--------------------------------------

### SPECIFICHE ELETTRICHE / ELECTRICAL SPECIFICATIONS

Tensione / Tension	220/240V 50/60Hz - 110/130V 50/60Hz
Potenza / Power	660 VA

### PESO / WEIGHT

Peso con imballo / Shipping weight	60 kg
------------------------------------	-------