



COMFORT 88FA



Poltrona con basamento in acciaio rivestito in ABS. L'appoggiatesta può essere inclinato e regolato in altezza. I braccioli e l'appoggiagambe si inclinano unitamente al movimento dello schienale trasformando la poltrona in un lettino. I comandi di salita, discesa e ribaltamento sono posti ai lati dello schienale. Al basamento è possibile applicare una slitta con movimento elettrico (corsa circa 10 cm) con pedaliera di comando. Tale movimento è offerto come optional.

Chair with steel base covered in ABS. The headrest can be tilted and adjusted on the height. The armrest and the legrest tilt together the backrest movement transforming the chair in a procedure table. The raising, lowering and tilting controls are placed on both the sides of the backrest. At the base is possible to apply a slide with electric movement (stroke of 10 cm about) with control footswitch. Such control is offered as optional.

DATI TECNICI / TECHNICAL DATA

Altezza (senza poggiatesta) / Height (without headrest)	1150 mm
Larghezza / Width	670 mm
Profondità / Depth	1000 mm
Rotazione / Rotation	40° sinistra 40° destra - 40° left 40° right

APPOGGIATESTA / HEAD REST

Spostamento verticale / Vertical range	100 mm
--	--------

SEDUTA / SEAT

Sollevamento / Up range	180 mm
Altezza min. / Min. height	525 mm
Larghezza / Width	540 mm
Profondità / Depth	470 mm

SCHIENALE / BACK REST

Inclinazione / Backward	85°
Altezza / Height	625 mm
Larghezza / Width	500 mm

APPOGGIAPIEDI / FOOT REST

Ribaltamento / Back rotation	85°
------------------------------------	-----

BRACCIOLI / ARM-REST

Ribaltamento / Back rotation	90°
------------------------------------	-----

SPECIFICHE ELETTRICHE / ELECTRICAL SPECIFICATIONS

Tensione / Tension	220/240V 50/60Hz - 110/130V 50/60Hz
Potenza / Power	660 VA

PESO / WEIGHT

Peso con imballo / Shipping weight	180 kg
--	--------

SLITTA MOTORIZZATA (OPZIONALE) / MOTORIZED SLIDE (OPTIONAL)

Movimento orizzontale / Horizontal movement	100 mm
---	--------

COLORI / COLOURS

02 SKINFLEX - SPORTY BLACK

31 SKINFLEX - GREY

AT 62/64 - COLORADO OCEANO

29 SKINFLEX - BLUE

28 SKINFLEX - GREEN

AT 62/63 - COLORADO GREEN

AT 62/57 - COLORADO BROWN

09 SKINFLEX - BROWN

AT 62/51 - COLORADO BEIGE

06 SKINFLEX - YELLOW

08 SKINFLEX - RED

2801 SKINFLEX - ICE

I colori sono indicativi.
The colours are indicative.